

# © mexx4 Digitale FotoWerbung

## TrendLINE

### Eigenschaften:

Glatte, teilweise glänzende Oberfläche mit einer hautsympathischen Beschichtung. Das Material ist wasserundurchlässig und desinfizierbar. Auf keinen Fall dürfen Mittel mit folgenden Inhaltsstoffen verwendet werden:

Alkoholanteil >30%, Acetone, Perchlorätylen, Trichlorätylen, Lösungs- und Schleifmittel.





### Pflegeempfehlung:

Die DKL-Pflegemittel ermöglichen eine lange Lebensdauer der Polster sowie Schutz vor vorzeitiger Aushärtung und Verfärbung.

Reinigen mit DentaClean, Schützen mit DentaProtect

Das Kunstleder dieser Kollektion ist geeignet für den Polsterbezug sämtlicher Liegenmodelle.

Minimale Farbabweichungen zwischen Muster- und Originaloberfläche sind technisch bedingt.

Stand August 2006





# DKL GmbH PolsterLIFTING

Raiffeisenstraße 1 · D-37124 Rosdorf Fon +49 (0)551-50 06 0 Fax +49 (0)551-50 06 299 www.dkl.de · info@dkl.de



# DKL GmbH **D.E.T.CHAIRS**

An der Ziegelei 1-3 · D-37124 Rosdorf Fon +49 (0)551-50 06 0 Fax +49 (0)551-50 06 296 www.dkl.de · info@dkl.de